

Maschera protettiva monouso

✓ Forte permeabilità ✓ Antibatterico ✓ Antipolvere



Efficienza filtrante dei batteri del 99%

Prodotto da Jiangxi Guoyou Medical Technology Co., Ltd.
Importato da European Network Srl, Viale Zara 58, Milano



Mascherina Protettiva Monouso

La nostra azienda ha superato la certificazione
del sistema di gestione della qualità ISO 9001



Istruzioni per l'uso



Stendere la mascherina senza toccare il tessuto



Applicarla sul viso, bloccando gli elastici dietro le orecchie



Stringere sul ponte del naso per evitare l'entrata di aria

Informazioni generali

Le mascherine approvate per uso come dispositivi medici sono state testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti della penetrazione di fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Le mascherine forniscono una protezione sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse da chi può essere infetto che le indossa, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.

Non sono fatte per proteggere nei confronti di aerosol fini che potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni come i virus.

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite nella spazzatura.

Specifiche tecniche

Maschera Protettiva Monouso 175 mm x 95 mm

Materiale: strato protettivo non tessuto di alta qualità, strato filtrante soffiato a fusione

Tempo di sostituzione consigliato: dopo 4 ore di utilizzo

Precauzioni: non indossare in caso di allergie

Periodo di validità: 2 anni.

Prodotto da Jiangxi Guoyou Medical Technology Co. Ltd. Made in PRC
Importato da European Network Sri, Viale Zara 58, Milano